



bite away®



Made in Germany




Etat: 04/2020

Une piqûre d'insecte ?

Ça ne nous démange pas.

bite away® peut procurer un soulagement rapide en cas de :

- ✓ DÉMANGEAISONS
- ✓ DOULEURS
- ✓ GONFLEMENT



Dermapharm AG • Bösch 104 • 6331 Hünenberg
Tél. 041 785 63 40 • Fax 041 785 63 49
info@dermapharm.ch • www.dermapharm.ch

Dermapharm AG
Compétence dermatologique



TRAITER LES PIQÛRES D'INSECTES RAPIDEMENT ET EFFICACEMENT.

Si les piqûres de moustiques, de guêpes, de taons ou d'autres insectes indésirables sont quasi inévitables en été, il est cependant possible d'en éviter les conséquences désagréables.

bite away® permet de soulager les démangeaisons et les douleurs provoquées par les piqûres.

L'utilisation de bite away® est simple et rapide : il suffit de mettre la surface en céramique en contact avec la piqûre. En appuyant sur l'une ou l'autre touche (touche de courte durée pour la première utilisation et pour les personnes plus sensibles / touche de plus longue durée pour une utilisation régulière), une température d'environ 51°C est atteinte et est maintenue pendant la durée choisie. La piqûre d'insecte doit être traitée avec un maximum de cinq applications par heure. Il faut respecter une pause d'au moins deux minutes entre chaque application. Jusqu'à 300 utilisations sont possibles avec 2 piles AA.

TRAITER LES PIQÛRES D'INSECTES SANS PRODUITS CHIMIQUES.

bite away® agit exclusivement grâce à la chaleur concentrée sans aucun produit chimique et convient ainsi également aux femmes enceintes, aux personnes allergiques et aux enfants*.

TRAITER LES PIQÛRES D'INSECTES À TOUT MOMENT.

Que ce soit pour la baignade, la randonnée ou lors d'autres activités en extérieur : bite away® est utilisable partout. Il est ainsi possible de s'en servir sans problème pour un traitement immédiat lorsqu'on est en déplacement. Le format maniable de bite away® de la taille d'un stylo convient à toutes les poches.



- ✓ TECHNOLOGIE BREVETÉE
- ✓ TESTÉ DERMATOLOGIQUEMENT
- ✓ SANS PRODUIT CHIMIQUE
- ✓ MANIPULATION SIMPLE ET FACILE
- ✓ HYGIÉNIQUE
- ✓ CONVIENT À TOUS*

* En automédication à partir de 12 ans