



Fly away? Nur mit bite away®!

Wo viel Haut auf viel Wasser trifft, sind Mücken, Wespen, Bremsen und andere Plagegeister nicht weit. Das kann unangenehme Insektenstiche und -bisse zur Folge haben: Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen sind dabei die häufigsten Symptome.

Um die Symptome schnell zu lindern und Entzündungsreaktionen an der Einstichstelle vorzubeugen, ist eine Sofortbehandlung von Stichen entscheidend. Gerade auf Reisen sind herkömmliche Mittel wie Salben, Kühlpads oder andere Hausmittel zur Behandlung von Insektenstichen häufig nicht griffbereit oder können die Symptome nicht dauerhaft lindern.

Schnell und effektiv gegen Insektenstiche

Mit bite away® lassen sich Insektenstiche problemlos auch unterwegs behandeln. Das elektronische Gerät ist einfach in der Handhabung und schnell einsetzbar: Ein Tastendruck genügt, um juckende und schmerzende Insektenstiche effektiv zu lindern.

Die Therapie beruht auf einem physikalischen Wirkprinzip und funktioniert ausschließlich durch konzentrierte Wärme – völlig ohne Chemie.

So funktioniert's: bite away® wird mit seiner keramischen Kontaktfläche auf dem Stich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten (3 Sekunden bei Erstanwendung und für Personen mit empfindlicher Haut / 5 Sekunden für eine reguläre Anwendung) wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die ausgewählte Zeit gehalten.

Batteriebetrieben und im handlichen Format in Stiftgröße passt bite away® in jede Tasche und kann so überall mitgeführt werden. Ein Satz Batterien ermöglicht bis zu 300 Anwendungen.

Bestechend gut – die Nummer 1 bei Insektenstichen

Ob beim Surfen, Baden oder anderen Outdoor-Aktivitäten – für viele Reise-Fans und Abenteurer ist bite away® der wichtigste Ausrüstungsgegenstand.

Auch im Produkttest bei **Vergleich.org** hat bite away® überzeugt: Der praktische Begleiter hat mit Note 1,3 als bestes Gerät im Test abgeschnitten und wurde 2018 zum dritten Mal in Folge zum Testsieger gekürt.

- ✓ Patentiertes Medizinprodukt – „Made in Germany“
- ✓ Ohne Chemie – wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme
- ✓ Auch für Schwangere, Allergiker und Kinder* geeignet



* Eigenanwendung ab 12 Jahren



Sommer, Sonne, bite away®!

Im eigenen Garten, beim Grillen oder abends auf dem Balkon: Insektenstiche und -bisse durch Stechmücken, Wespen, Bremsen oder andere Plagegeister lassen sich zur warmen Jahreszeit leider kaum vermeiden. Dank bite away® muss ein kleiner Stich oder Biss kein großes Drama mehr sein. Das elektronische Gerät kann durch Insektenstiche und -bisse ausgelösten Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen schon ab der ersten Anwendung zuverlässig lindern.

Insektenstiche chemiefrei behandeln

Im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungsmethoden von Insektenstichen wirkt bite away® ganz ohne Chemie. Das patentierte Medizinprodukt ist dermatologisch getestet und wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme. Die physikalische Therapie stellt eine maximal verträgliche alternative Behandlungsmethode zu herkömmlichen Hausmitteln, topischen Mitteln oder Antihistaminika dar.

Dadurch eignet sich bite away® optimal für empfindliche Personen, Schwangere, Kinder* und Allergiker. Die Effektivität der Behandlungsmethode ist wissenschaftlich belegt: So kann beispielsweise der störende Juckreiz bereits nach 2 Minuten um bis zu 60% gelindert werden.**

Soforthilfe bei Insektenstichen

Wer sich nicht mit schmerzenden und juckenden Stichen abfinden will, kann die unangenehmen Folgen von Insektenstichen und -bissen mit bite away® schnell und effektiv lindern – und das völlig ohne Chemie. Das elektronische Gerät ist einfach in der Handhabung und schnell einsetzbar: bite away® wird mit seiner keramischen Kontaktfläche auf dem Stich oder Biss platziert. Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten (3 Sekunden bei Erstanwendung und für Personen mit empfindlicher Haut / 5 Sekunden für eine reguläre Anwendung) wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die ausgewählte Zeit gehalten.

Die keramische Kontaktfläche lässt sich mühelos desinfizieren, sodass sich ein Gerät zur Verwendung durch mehrere Personen eignet. bite away® hält viele Jahre, und mit einem Satz Batterien sind bis zu 300 Anwendungen möglich – eine lohnende Investition für jede Hausapotheke!

- ✓ Testsieger bei **Vergleich.org**
- ✓ Im Einsatz bei der Wasserwacht und der DLRG
- ✓ Handliches Format in Stiftgröße



DLRG

